


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bpgm Para Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Número de artículo: CM0029751



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BPGM humano (mutasa de bisfosfoglicerato). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación de la afinidad por el oxígeno y los trastornos eritrocitarios.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BPGM Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | DPGM; ECYT8; BPGM                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 669                                                                                                                               |
| GeneID              | 669                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-259 del BPGM humano (NP_001715.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P07738                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 30kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |