


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bpi Para Wb, Elisa - P17213

Número de artículo: CM0029472



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína bactericida/permeabilizante (BPI) humana. Validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para la investigación sobre inmunidad innata y bacterias gramnegativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BPI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	rBPI; BPIFD1; BPI
Especie	Humano
ID de Gen	671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 248-487 de la BPI humana (NP_001716.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17213
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo