


Anticuerpo Policlonal Anti-Bpifa1 Para Wb, Elisa - Q9Np55

Número de artículo: CM0029009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la BPIFA1 humana (SPLUNC1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la inmunidad innata, la biología de las vías respiratorias y las funciones antimicrobianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-BPIFA1
Observaciones/Alias	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Especie	Humano
ID de gen	51297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-256 de la BPIFA1 humana (NP_057667.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NP55
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo