

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bpifb2 Para Wb Y Elisa - Q8N4F0

Número de artículo: CM0013244

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BPIFB2 humano (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Es una glucoproteína secretada expresada abundantemente en las amígdalas, adecuada para investigación en inmunidad innata y biología epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BPIFB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80341
ID del gen	80341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-340 de BPIFB2 humano (NP_079503.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N4F0
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo