

## Anticuerpo Policlonal Anti-Brachyury Para Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Número de artículo: CM0022783



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Brachyury de alta calidad de CamelBio, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano y rata. Herramienta esencial para el estudio de la formación de mesodermo y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Brachyury Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | T; TFT; SAVA; Brachyury                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID              | 6862                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante de Brachyury que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 226-435 de Brachyury humano (NP_003172.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS               | O15178                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |