

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Brachyury Para Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Número de artículo: CM0008102



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra Brachyury humano (factor de transcripción T de la caja T), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de diferenciación de mesodermo y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Brachyury Rabbit mAb
Notas/Alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6862
ID del gen	6862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 266-435 de Brachyury humano (O15178)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15178
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo