

Anticuerpo Monoclonal Anti-Braf V600E Para Wb - P15056

Número de artículo: CM0007013



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra BRAF V600E (84 kDa). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reactivo en humanos. Ideal para investigación en oncología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BRAF V600E
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo