

Anticuerpo Policlonal Anti-Brp (Imp/Brp2/Rnf52) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z569

Número de artículo: CM0023808

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRAP humano (proteína asociada a BRCA1, IMP, BRAP2, RNF52). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de Ras, ubiquitinación y transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8315
ID del Gen	8315
Inmunógeno	Proteína Recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de BRAP humano (NP_006759.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z569
Peso de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo