

Anticuerpo Policlonal Anti-Brca1 Para Wb Y Elisa - P38398

Número de artículo: CM0014185



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRCA1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con proteínas humanas y de ratón. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aa 100-200. Para el estudio de la reparación del ADN y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRCA1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	672
GeneID	672
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de BRCA1 humano (NP_009225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P38398
Peso proteico	208 kDa
Envío	Bolsa de hielo