

## Anticuerpo Policlonal Anti-Brca1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Número de artículo: CM0013583



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRCA1 humano para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce BRCA1 humano; ~208 kDa. Adecuado para aplicaciones de investigación sobre reparación del daño en el ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BRCA1 Rabbit pAb                                                       |
| Observaciones/Alias | IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1 |
| Especie             | Humano                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 672                                                                    |
| GeneID              | 672                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                                      |
| Fuente              | Conejo                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                 |
| SWISS               | P38398                                                                 |
| Peso Proteico       | 208kDa                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                         |