

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brca2 Para Wb - P51587

Número de artículo: CM0019862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BRCA2 humano (UniProt P51587). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la reparación del daño en el ADN, la biología del cáncer y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRCA2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FAD; FADC; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Especie	Humano
ID de Gen	675 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1400-1600 de BRCA2 (NP_000050.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51587
Peso Proteico	384kDa
Envío	Bolsa de hielo