

Anticuerpo Policlonal Anti-Brcc2/Blid De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

Número de artículo: CM0026149

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-BRCC2/BLID adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRCC2/BLID Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BRCC2; BRCC2/BLID
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	414899
ID de Gen	414899
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-108 de BRCC2/BLID humano (NP_001001786.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZY5
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo