


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Brd2 Para Wb, Elisa - P25440

Número de artículo: CM0005322



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a BRD2 humano (proteína que contiene bromodominio 2), validado para Western blot y ELISA. Desarrollado contra los residuos 1-345, detecta el lector de cromatina de ~88 kDa involucrado en la regulación génica y la arquitectura de la cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KD] BRD2 Rabbit mAb                                                                                               |
| Observaciones/Alias | FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 6046                                                                                                                            |
| GeneID              | 6046                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-345 de BRD2 humano (NP_005095.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                          |
| SWISS               | P25440                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 88kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |