


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brd2 Para Wb, Elisa - P25440

Número de artículo: CM0022829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRD2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reconoce la proteína 2 que contiene bromodominio, un lector de cromatina involucrado en la regulación transcripcional y la compartimentación del genoma. Adecuado para investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Especie	Humano
ID del gen	6046
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de BRD2 humano (NP_005095.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P25440
Peso molecular de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo