


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Brd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0003776



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BRD4 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce el BRD4 humano, un lector de histonas acetiladas crucial para la memoria epigenética y la regulación de la transcripción. Ideal para la investigación del cáncer y la epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRD4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Especie	Humano
GeneID (humano)	23476
GeneID	23476
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del BRD4 humano (O60885).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo