


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Brd9 Para Wb, Elisa - Q9H8M2

Número de artículo: CM0006389



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra BRD9 humano. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. La diana es un lector de cromatina involucrado en la regulación de la transcripción y la recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo BRD9
Observaciones/Alias	PRO9856; SMARCI2; LAV53040; BRD9
Especie	Humano
ID de gen (humano)	65980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 274-597 de BRD9 humano (NP_076413.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8M2
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo