


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Brd9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Número de artículo: CM0028241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BRD9 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de remodelación de cromatina y recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRD9 Rabbit pAb
Notas / Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Especie	Humano
GeneID (humano)	65980
GeneID	65980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 274-597 de BRD9 humana (NP_076413.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlónicos
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8M2
Peso de la Proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo