


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brf2 Para Wb Y Elisa - Q9Haw0

Número de artículo: CM0026306



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a BRF2 humano. Validado para WB y ELISA, reconoce una banda de 47kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en transcripción y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRFU; TFIIB50; BRF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	55290
GeneID	55290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-419 de BRF2 humano (NP_060780.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HAW0
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo