

Anticuerpo Monoclonal Anti-Brg1/Smarca4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51532

Número de artículo: CM0003899



Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido a BRG1/SMARCA4 humano (SWISS: P51532), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de remodelación de cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRG1/SMARCA4 mAb de conejo
Observaciones/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6597
ID del Gen	6597
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de BRG1/SMARCA4 humano (P51532)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51532
Peso Proteico	185 kDa
Envío	Bolsa de hielo