

Anticuerpo Policlonal Anti-Brg1/Smarca4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51532

Número de artículo: CM0014190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el BRG1/SMARCA4 humano (P51532). Validado para western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Factor de remodelación de la cromatina implicado en la regulación génica y la EMT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] BRG1/SMARCA4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6597
ID de Gen	6597
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51532
Peso Proteico	185kDa
Envío	Bolsa de hielo