

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brip1 Para Wb Y Elisa - Q9Bx63

Número de artículo: CM0027587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRIP1 humano (FANCI). Validado para Western blot y ELISA. Útil para estudiar la reparación del ADN, la vía de anemia de Fanconi y la estabilidad cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OF; BACH1; FANCI; BRIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83990
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del BRIP1 humano (NP_114432.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BX63
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo