


Anticuerpo Policlonal Anti-Brix1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdn6

Número de artículo: CM0013019



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRIX1 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis de ribosomas y función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRIX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRIX; BXDC2; BRIX1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55299
ID de Gen	55299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 del BRIX1 humano (NP_060791.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDN6
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo