

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brk1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

Número de artículo: CM0020634



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BRK1 humano (Proteína BRICK1, HSPC300). Validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación de la actina mediada por el complejo WAVE y las vías de tráfico endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55845
ID de Gen	55845
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-75 de BRK1 humano (NP_060932.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WUW1
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo