


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Brms1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcu9

Número de artículo: CM0003271



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra BRMS1 humano para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis, supresión de metástasis y señalización de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRMS1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRMS1; supresor de metástasis de cáncer de mama 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25855
ID del Gen	25855
Inmunógeno	Péptido Sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BRMS1 humano (Q9HCU9))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCU9
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo