


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brms1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcu9

Número de artículo: CM0015294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el BRMS1 humano, un supresor de metástasis. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para la investigación de carcinoma de mama y anoikis. Reacciona con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	BRMS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BRMS1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-210 del BRMS1 humano (NP_056214.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCU9
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo