


Anticuerpo Policlonal Anti-Brpf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Número de artículo: CM0022355



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRPF1 (Peregrin) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación epigenética y sobre cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRPF1 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	BR140; IDDDFP; BRPF1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7862
ID del gen	7862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de BRPF1 humano (NP_001003694)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55201
Peso de la proteína	137kDa
Envío	Bolsa de hielo