

Anticuerpo Monoclonal Anti-Brrf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03210

Número de artículo: CM0007673

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína BRRF2 del tegumento del virus de Epstein-Barr. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de evasión inmune viral y las interacciones huésped-patógeno. Utiliza inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRRF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Proteína del tegumento BRRF2; BRRF2
Especie	Virus de Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4)
ID génico	3783729
Inmunógeno	Proteína recombinante de BRRF2 del virus de Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Virus de Epstein-Barr
SWISS	P03210
Peso molecular de la proteína	56KDa
Envío	Bolsa de hielo