

Anticuerpo Policlonal Anti-Brsk1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Número de artículo: CM0024692

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-BRSK1 de conejo para WB, IHC-P, ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar polarización neuronal, duplicación del centrosoma y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BRSK1
Observaciones/Alias	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84446
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-510 de BRSK1 humano (NP_115806.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDC3
Peso Proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo