


Anticuerpo Policlonal Anti-Brwd1 Para Wb, Elisa - Q9Nsi6

Número de artículo: CM0013203



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BRWD1 (WDR9, DCAF19), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con proteínas humanas y de ratón. Ideal para investigar la remodelación de la cromatina, la activación transcripcional y la biología ciliar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRWD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54014
GeneID	54014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de BRWD1 humano (NP_001007247.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NSI6
Peso Proteico	263kDa
Envío	Bolsa de hielo