

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bsn Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Upa5

Número de artículo: CM0022858

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BSN de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la bassoon endógena en tejido cerebral humano y de ratón. Esencial para la investigación de la biología sináptica y las enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BSN pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF231; BSN
Especie	Humano
ID del gen	8927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 830-950 de la BSN humana (NP_003449.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UPA5
Peso molecular	416 kDa
Envío	Bolsa de hielo