

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Bsnd Para Wb, Elisa - Q8Wz55

Número de artículo: CM0024862

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a BSND (Barttin), un regulador de canales de cloruro, para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación renal y auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	BSND Rabbit pAb
Notas/Alias	BART; DFNB73; BSND
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7809
ID de Gen	7809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 54-320 de la BSND humana (NP_476517.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WZ55
Peso Molecular	35kDa
Envío	Bolsa de hielo