

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bst2 (Cd317/Tetherina) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Número de artículo: CM0017709



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BST2 humano (CD317/Tetherina) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce BST2 humano y de ratón. Ideal para estudios de restricción antiviral, señalización inmunitaria y mieloma múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-BST2
Observaciones/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-161 de BST2 humano (NP_004326.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q10589
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo