

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bst2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Número de artículo: CM0007383



Introducción

CamelBio ofrece un Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-BST2 (Q10589) dirigido a Tetherin/CD317 humano. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la restricción viral y el mieloma múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BST2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	684
ID de Gen	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-160 del BST2 humano (NP_004326.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo