

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btaf1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - O14981

Número de artículo: CM0028153

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-BTAF1 (O14981) validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Reacciona con Humano y Rata. Inmunógeno recombinante, 207 kDa. Ideal para investigación de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTAF1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9044
ID del Gen	9044
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14981
Peso de la Proteína	207 kDa
Envío	Bolsa de hielo