

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btbd11 Para Wb Y Elisa - Q6Gqw0

Número de artículo: CM0022344

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a Btbd11, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Btbd11 es una proteína sináptica específica de interneuronas inhibitorias. Ideal para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Btbd11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Btbd11; 6330404E16Rik
Especie	Ratón
ID de Gen	74007 (Ratón)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del Btbd11 de ratón (NP_082985.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6GQW0
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo