

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btbd7 Para Wb, Elisa - Q9P203

Número de artículo: CM0023828

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-BTBD7 validado para Western blot y ELISA, detectando BTBD7 en muestras de Humano, Ratón y Rata. Una herramienta clave para la investigación de la dinámica epitelial y la ramificación de órganos en el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTBD7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FUP1; BTBD7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5-75 del BTBD7 humano (NP_060637.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P203
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo