

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btbd9 Para Wb, Elisa - Q96Q07

Número de artículo: CM0019829

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo BTBD9, generado contra los aminoácidos 283-582 del BTBD9 humano, detecta el BTBD9 endógeno en Western blot y ELISA. Ideal para neurociencia e investigación renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTBD9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	dj322i12.1; BTBD9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114781
GeneID	114781
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 283-582 del BTBD9 humano (AAI01358.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96Q07
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo