

Anticuerpo Policlonal Anti-Btc De Conejo Para Wb, Elisa - P35070

Número de artículo: CM0023013



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra BTC humano (Probetacelulina). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de factores de crecimiento en investigación oncológica y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BTC
Especie	Humano
GenelD (Humano)	685
GenelD	685
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35070
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo