


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btf3 Para Wb, Elisa - P20290

Número de artículo: CM0023545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BTF3 validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. BTF3 (NAC-beta) funciona como subunidad del complejo asociado a polipéptidos nacientes y factor de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BTF3 Rabbit pAb
Notas / Alias	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	689
GeneID	689
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de BTF3 humano (NP_001198.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20290
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo