

## Anticuerpo Policlonal Anti-Btg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62324

Número de artículo: CM0025223

### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo BTG1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con BTG1 humano, una proteína anti-proliferativa implicada en el cáncer. Adecuado para investigación sobre regulación del ciclo celular y reordenamientos cromosómicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto  | BTG1 Conejo pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alíase | APRO2; BTG1                                                                                                                      |
| Especie              | Humano                                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)   | 694                                                                                                                              |
| ID de Gen            | 694                                                                                                                              |
| Inmunógeno           | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-171 de BTG1 humano (NP_001722.1) |
| Fuente               | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría            | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada  | Humano                                                                                                                           |
| SWISS                | P62324                                                                                                                           |
| Peso Proteico        | 19kDa                                                                                                                            |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                   |