

Anticuerpo Policlonal Anti-Btg3 Para Wb, Elisa - Q14201

Número de artículo: CM0025521

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-BTG3 de conejo, validado para WB y ELISA, dirigido contra la BTG3 humana (Q14201), un regulador del ciclo celular abundante en el neuroepitelio y tejidos reproductivos. Ideal para investigación oncológica y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10950
ID del Gen	10950
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-250 de la BTG3 humana (NP_006797.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14201
Peso Molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo