


Anticuerpo Policlonal Anti-Btk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Número de artículo: CM0018107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BTK, adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce la BTK humana, de ratón y de rata, una quinasa fundamental en el desarrollo y la señalización de las células B. Producto referenciado en UniProt Q06187.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra BTK
Observaciones/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Especie	Humana
GeneID	695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-240 de la BTK humana (NP_000052.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q06187
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo