


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Btk Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Número de artículo: CM0002078



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BTK validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para el estudio de la señalización del receptor de células B y la investigación en inmunodeficiencias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BTK Rabbit mAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 695                                                                                                           |
| GeneID              | 695                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 560-659 de BTK humano (Q06187) |
| Origen              | Conejo                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                 |
| SWISS               | Q06187                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 76 kDa                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                |