

Anticuerpo Policlonal Anti-Btla (Cd272) Para Wb, Elisa - Q7Z6A9

Número de artículo: CM0017589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el atenuador de linfocitos B y T (BTLA, CD272) humano para Western blot (WB) y ELISA. Detecta BTLA humano y de ratón. Adecuado para estudios de puntos de control inmunitario y señalización de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BTLA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BTLA1; CD272; BTLA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	151888
ID de Gen	151888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-241 del BTLA humano (NP_001078826.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z6A9
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo