

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btla Para Wb, Elisa - Q7Z6A9

Número de artículo: CM0027408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BTLA (CD272), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la atenuación de linfocitos y la señalización de puntos de control inmunitario. Peso de la proteína: 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BTLA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BTLA1, CD272, BTLA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	151888
GeneID	151888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-241 del BTLA humano (NP_001078826.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7Z6A9
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo