

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Btn2A1 Para Wb, Elisa - Q7Kyr7

Número de artículo: CM0007340



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la butirofilina, subfamilia 2, miembro A1 humana (BTN2A1). Adecuado para Western blot y ELISA; reconoce la BTN2A1 humana nativa y recombinante. Ideal para estudios de inmunología y proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra BTN2A1
Observaciones/Alias	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	11120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la BTN2A1 humana (NP_008980.1)
Origen	Faltan
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q7KYR7
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo