

Anticuerpo Monoclonal Anti-Btn3A1/2/3 Para Fc - 000481 / P78410 / 000478

Número de artículo: CM0010074



Introducción

mAb de conejo anti-humano BTN3A1/2/3 para citometría de flujo. Se dirige a los miembros de la subfamilia 3 de butirofilina involucrados en la activación de células T y la respuesta inmune. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano BTN3A1/2/3
Observaciones/Alias	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-630 del BTN3A1 humano (NP_008979.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	000481/P78410/000478
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo