

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btn3A3 Para Wb, Elisa - O00478

Número de artículo: CM0018063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BTN3A3 validado para WB y ELISA. Detecta BTN3A3 de humano, ratón y rata, un regulador de la respuesta inmune adaptativa de linfocitos T. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BTN3A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BTF3; BTN3.3; BTN3A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10384
GeneID	10384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-584 de la BTN3A3 humana (NP_008925.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00478
Peso molecular de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo