

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btnl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Número de artículo: CM0025673

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BTNL2 (pAb) validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta BTNL2 humano, de ratón y de rata, un regulador negativo de la proliferación de células T. Adecuado para investigación en inmunología e immuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	BTNL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Especie	Humano
GeneID	56244
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los a.a. 246-455 del BTNL2 humano (NP_062548.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIR0
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo