


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bub1 Para Wb, Elisa - 043683

Número de artículo: CM0024006



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a BUB1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta BUB1 endógeno en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de punto de control de ensamblaje del huso mitótico y alineación cromosómica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BUB1 Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 699                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 699                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de BUB1 humano (NP_004327.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                          |
| SWISS               | 043683                                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 122kDa                                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |